

Brugsvejledning



Kan bruges i munden, i armhulen eller i endetarmen (anbefales).

Måling:

- Placer termometeret
- Tryk på knappen og målingen starter.
- Efter ca. 60 sek. Lyder en bip-tone som indikerer at målingen er færdig.
- Fjern termometeret
- Aflæs temperaturen.
- Sluk termometeret på knappen. (slukker dog også automatisk efter ca. 1 min.)

Rengøring:

- Der anbefales brug af overtræk til termometeret.
- Termometeret vaskes først i sæbevand derefter aftøres det med sprit (70% isopropyl alkohol)

Hukommelse:

Når termometeret tændes vises sidste måling.

Batteriskift:

- Når indikator i displayet viser lav batteristatus skal batteriet skiftes for at sikre korrekt måling.
- Fjern den blå ende kappe, evt. ved at gribe om den med en åben saks. Herefter kan låget trækkes af og batteriet skiftes.